


# Le choix de l'étui pénien adapté

## Pour le soin d'une incontinence moyenne ou grave



### Important!

- Utiliser l'étui de la taille convenante (veuillez déterminer la taille en utilisant la languette de mesure)
- Il est indispensable que dans la zone de collage la peau soit sèche et non grasse
- Choisir la position de l'étui d'une manière que la zone tampon aie la longueur souhaitée
- Raccorder l'étui à la poche urinaire en faisant attention que l'urine puisse s'écouler sans encombre

### Conseil téléphonique: +49 6226 960 104

Si les étuis péniers essayés ne donnent pas un résultat satisfaisant, nous vous prions de vous adresser à nos conseillers de clientèle. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans notre Guide éducatif « Le système de drainage vésical basé sur les étuis péniers » que, si besoin est, vous pouvez demander ou télécharger de notre site Internet.

### SAUER-Comfort – étui pénien urinaire autocollant

Réf.	Désignation	Zone tampon	Zone avec colle	Colle	Tailles
97.xx	Standard	75 mm	50 mm	standard	11 (18-40 mm)
97.7501.xx	Bleu	75 mm	50 mm	fort	9 (22-40 mm)
97.6000.xx	Vert	60 mm	50 mm	standard	9 (20-40 mm)
97.6001.xx	Rouge	60 mm	50 mm	fort	9 (22-40 mm)
97.4511.xx	Violet	45 mm	25 mm	fort	9 (18-35 mm)

Dans la référence, remplacer « xx » par la taille souhaitée (par exemple 97.7501.126)